

Phụ lục G

Surfactant:

- Chỉ định, liều dùng, loại Surfactant: Tham khảo QT chẩn đoán và điều trị bệnh màng trong (1)
- Kỹ thuật bơm (tùy đối tượng): Qua nội khí quản hoặc Thin catheter surfactant (Tham khảo quy trình kỹ thuật bơm Surfactant (5)

Cafein:

- Mục đích: Kích thích trung tâm hô hấp => giảm cơn ngưng thở và sử dụng thở máy, giảm tỷ lệ bệnh võng mạc nặng, bệnh phổi mạn, khuyết tật phát triển thần kinh.
- Liều tấn công: 20mg/kg/ngày. Liều duy trì: 5-10mg/kg/ngày. Nếu trẻ không đáp ứng với liều trên, nhắc lại liều 10-20mg/kg, sau đó duy trì liều 7.5mg/kg/24h
- Đường dùng: Tiêm TMC hoặc uống.
- Ngừng cafein khi trẻ không còn thở áp lực dương, và trẻ hết cơn ngưng thở 5-7 ngày hoặc 33-34 tuần tuổi thai